





STEP	SKÆRMBILLEDE								
<p>Rekvitation og svar vælg Lokale analyser</p>									
<p>Vælg den Rekvirent som rekvirerer denne analyse</p> <p>Hvilken Rekvirerende enhed og angiv Prøvetagningstidspunkt</p> <p>Det er muligt at skrive en kommentar i Rekvirentens kommentar</p>									
<p>Marker analyse og tilføj eller dobbeltklik på den ønskede analyse</p>									
<p>Skriv resultat</p> <p>Marker kolonnen og skriv resultatet og tryk på Signer</p>	 <table border="1" data-bbox="671 1839 1481 1933"> <thead> <tr> <th>Analyse</th> <th>Enhed</th> <th>Ref. omr.</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.pkt-Lac</td> <td>mmol/l</td> <td>0,5 - 1,6</td> <td>1,1</td> </tr> </tbody> </table>	Analyse	Enhed	Ref. omr.	Resultat	A.pkt-Lac	mmol/l	0,5 - 1,6	1,1
Analyse	Enhed	Ref. omr.	Resultat						
A.pkt-Lac	mmol/l	0,5 - 1,6	1,1						