

Procedure ved allergi-screening med antigenpaneler

Screening	Resultat	Specifik IgE	Resultat	Specifik IgE	Resultat	Specifik IgE
Phadiatop (PHAD) Inhalationsantigener	NEGATIV: Svar: < 0,35 kU/l	<i>birk (t3)</i> <i>græs (g6)</i> <i>bynke (w6)</i> <i>kat (e1)</i> <i>hund (e5)</i> <i>husstøvmide (d1)</i>	POSITIV: Spec. svar i kU/l	POSITIV e3: Spec. svar i kU/l	POSITIV e3: Spec. svar i kU/l	EFTER AFTALE: <i>Penic. chrysog. (m1)</i> <i>Cladosp. herb. (m2)</i> <i>Asperg. fumig. (m3)</i> <i>Alternaria ten. (m6)</i>
	POSITIV: Svar i kU/l		NEGATIV: Svar: < 0,35 kU/l			
FX5E (FX5E) Fødevarerantigener	NEGATIV: Svar: < 0,35 kU/l	<i>æggehvide (f1)</i> <i>mælk (f2)</i> <i>torsk (f3)</i> <i>jordnød (f13)</i>	POSITIV: Spec. svar i kU/l	EFTER AFTALE:	<i>soja (f14)</i> <i>hvede (f4)</i>	
	POSITIV: Svar i kU/l		NEGATIV: Svar: < 0,35 kU/l			

Kontakt vedr. allergianalyser på Klinisk Biokemiske afdelinger Region Midtjylland:

Forklaring til skema:

Sort pil indikerer at analyse for de specifikke antigener i boksen udløses automatisk. De specifikke antigener fremhævet med gråt indgår i screeningspanelerne men er sjældnere allergener. Disse og evt. yderligere analyser bør primært rekvireres af specialister, og når indikation taler herfor. Bestil IgE-diverse og skriv den ønskede analyse(r) i kommentarfeltet. Sera gemmes i 6 uger efter prøvetagning, så yderligere bestilling af analyser på prøven er muligt i dette tidsrum.

Gældende fra d. 1/6-2012.